

Cathéters téflon pour pompes à insuline externes

Tableau mis à jour le 27 10 2022 www.diabeteoccitanie.org

LABORATOIRE	CANULES TEFLON	COMPATIBILITE * AVEC POMPES	MISE EN PLACE	LONGUEUR TUBULURE (cm)	LONGUEUR CANULE (mm)	INSERTEUR
Medtronic	MIO 30	PARADIGM/Minimed	Tangentielle 30° Angle insertion préréglé	60 / 110	13	Tout en un
Medtronic	SILHOUETTE	ANIMAS Vibe	Tangentielle 30°	60	17	SIL SERTER
Medtronic	SILHOUETTE PARADIGM (Medtronic)	PARADIGM/Minimed	Tangentielle 30°	45 / 60 / 80 / 110	13	- SIL SERTER
				60 / 80 / 110	17	
Medtronic	QUICKSET	ANIMAS Vibe	A 90°	60	6	- QUICK-SERTER
		ACCU-CHECK COMBO		60	9	
Medtronic	QUICKSET PARADIGM	PARADIGM/Minimed	A 90°	45 / 60 / 80 / 110	6	- QUICK-SERTER
				60 / 80 / 110	9	
Medtronic	MIO Advance	PARADIGM/Minimed	A 90°	60/110	6	Tout en un
					9	
Medtronic	MIO Advance	ACCU-CHECK COMBO	A 90°	60	6	Tout en un
Medtronic	Extended* * Peut être laissé en place jusqu'à 7 jours, changement de réservoir possible plus fréquemment. Compatible uniquement avec réservoir Extended,	PARADIGM/Minimed	A 90°	60/80	6 et 9 mm	Tout en un
Roche diagnostics	ACCU-CHECK FLEXLINK	ANIMAS Vibe	A 90°	30 / 60 / 80	6	ACCUCHEK-LINK ASSIST
		ACCU-CHECK COMBO		60 / 80 / 110	8	
				60 / 80 / 110	10	
Roche diagnostics	ACCU-CHECK TENDER LINK	ANIMAS Vibe	Tangentielle 30°	30 / 60 / 80	13	NON
		ACCU-CHECK COMBO		30 / 60 / 80 / 110	17	
Roche diagnostics	INSIGHT FLEX	ACCU-CHECK INSIGHT	A 90°	40 / 70 / 100	6/8/10	LinkAssist Plus
Roche diagnostics	INSIGHT TENDER	ACCU-CHECK INSIGHT	A 45°	40 / 70 / 100	13 et 17	NON
Smith Medical	CLEO 90	ANIMAS Vibe	A 90°	61/79/107	6/9	Tout en un
	AutoSoft 90	Tandem	A 90°	60 / 110	6/9	Tout en un



Cathéters téflon pour pompes à insuline externes

Tableau mis à jour le 27 10 2022 www.diabeteoccitanie.org

LABORATOIRE	CANULES TEFLON	COMPATIBILITE * AVEC POMPES	MISE EN PLACE	LONGUEUR TUBULURE (cm)	LONGUEUR CANULE (mm)	INSERTEUR
Tandem	AutoSoft 30	Tandem	Tangentielle 30°	60 / 110	6/9	Tout en un
	VariSoft	Tandem	Tangentielle 30°	60 / 80 60 / 110	13 17	Non
Ypsomed	ORBIT SOFT	mylife YPSOPUMP (Connexion spéciale pompe Ypsopump)	A 90°	45 / 60 / 80 / 110	6/9	mylife Orbit Inserter
Ypsomed	YPSOPUMP Inset	mylife YPSOPUMP (Connexion spéciale pompe Ypsopump)	A 90°	45/60/80/110	6/9	Tout en un

^{*} Tous les cathéters disposent d'un réservoir de 1,8 ou de 3 ml sauf le cathéter Extended qui comporte uniquement un réservoir de 3 ml

